



MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLO SCOTCH-TEST (Test di Graham)

NB: vanno eseguiti 3 scotch-test preferibilmente a giorni alterni (vedi sotto)

RACCOMANDAZIONI:

- La raccolta va eseguita al momento del risveglio mattutino e prima che il soggetto si lavi o defechi.
- Utilizzare nastro adesivo (scotch) trasparente.
- ritirare i vetrini necessari in laboratorio.

MODALITÀ DI ESECUZIONE:

1. Tagliare con una forbice un pezzo di nastro adesivo poco più corto del vetrino fornito dal laboratorio.
2. Porre il nastro adesivo sulle pliche perianali e comprimere bene con le dita sulla pelle sottostante per circa 15-20 secondi.
3. Staccare il nastro adesivo e applicarlo ben steso sul vetrino fornito.
4. Numerare (I,II,III) e identificare i singoli vetrini (p.e. con le iniziali del nome e cognome del soggetto).
5. Lavarsi bene le mani a procedura eseguita.
6. Conservare i primi 2 vetrini in frigorifero per non più di 4 giorni. Il terzo vetrino va consegnato in laboratorio entro 2-4 ore dalla raccolta, insieme ai primi due conservati in frigorifero.

i. NB: può essere più proficuo consegnare gli scotch-test anche uno alla volta, entro 2-4 ore dalle singole raccolte (alla prima positività sospendere le raccolte successive).

7. Allegare sempre la scheda di richiesta specifica. Questa verrà compilata al momento della consegna in ambulatorio.

Via Leonardo Mazzella 22, Ischia 📍

081 983740 📞

www.cmcischia.it - cmcischia@libero.it @